

色素在聚丙烯酰胺凝胶中的迁移参照表

电泳类型	胶浓度	溴酚蓝对应 DNA 片段 (bp)	二甲苯青 FF 对应 DNA 片段 (bp)
非变性聚丙烯酰胺凝胶	3.5%	100	460
	5.0%	65	260
	8.0%	45	160
	12.0%	20	70
	20.0%	12	45
变性聚丙烯酰胺凝胶	5.0%	35	130
	6.0%	26	106
	8.0%	19	70 ~ 80
	10.0%	12	55
	20.0%	8	28

说明:表中 bp 数指与色素迁移相同距离的 DNA 片段长度;数据参考 *Maniatis, T., et al. (1982) Molecular Cloning.*



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

添加微信可免费领取试剂(包邮)

手机 (同微信) : 19850855600